


Крок 2. Візуальна упаковка репозиторію

2.1 Брендинг

Primary Logo Концепт



Logo для Dark Theme



Avygo — Brand Guidelines та Технічна Документація

Кольорова палітра

Primary Accent (Головний бренд-колір)

#7B51B3 — глибокий аметистово-фіолетовий.

Використовується для:

- активних лінків;
- кнопок підтвердження;
- іконок секцій;
- фонових бліків (light-blob).

Slate Dark (Основний текст)

#1E293B — темний слейт.

Використовується для:

- заголовків H1;
- заголовків H2;
- тексту карток.

Slate Muted (Підписи та іконки)

#64748B, #94A3B8

Використовується для:

- лейблів секцій (adp-section-label);
- метаданих;
- ID слотів;
- іконок за замовчуванням.

Success Green (Успіх / Оплата)

Background: rgba(240, 253, 244, 0.9)

Text: #15803D / #059669

Використовується для:

- статусу візитів FINISHED;
- бейджів «Сплачено»;

- схвалення графіків адміністратором.

Danger Red (Скасування / Помилки)

Background: rgba(254, 242, 242, 0.9)

Text: #DC2626 / #EF4444

Використовується для:

- статусу CANCELLED;
- видалених лікарів;
- помилок валідації;
- помилок балансу.

Glass Light Base (Фон карток)

Background: rgba(255, 255, 255, 0.75)

Backdrop Filter: blur(20px)

Використовується як основа для:

- модульних блоків;
- єдиної картки візиту.

Шрифтова ієрархія

Основний шрифт гарнітури

- Plus Jakarta Sans
- Inter

Тип: Sans-Serif з високою розрізненістю гліфів для чисел.

Заголовки (H1, H2)

- Font Weight: 700–800 (Bold / ExtraBold)
- Color: #1E293B
- Letter Spacing: -0.02em

Карткові мітки / Секції

- Uppercase
- Font Weight: 700
- Font Size: 11px–12px

- Letter Spacing: 0.05em

Моноширинний шрифт (ID та коди)

- Font Family: monospace
- Color: #64748B
- Font Size: 11px

Slogans / Taglines

Професійний

«Авуго — Безшовна екосистема медичного запису та телемедицини.»

Клієнтський

«Швидкий запис до лікаря, прозорий баланс гаманця та коментарі до візитів в один клік.»

Короткий

«Твій медичний кабінет без черг.»

Hero Banner Концепт

Avyro – Modern Telehealth & Medical Management Platform

Опис проєкту

Авуго — це інноваційна медична екосистема з преміальним Glassmorphism-інтерфейсом, створена для спрощення запису до лікаря, ведення медичної історії та прозорих розрахунків.

Ключові переваги

Безшовний запис (Seamless Scheduling)

Забудьте про дзвінки в реєстратуру. Розумний 14-денний календар дозволяє знайти вікно у розкладі лікаря та забронювати візит у два кліки.

Прозорі розрахунки (Transparent Billing)

Вбудований цифровий гаманець з миттєвим поповненням. Користувач завжди бачить базову вартість запису та фінальну суму після візиту без прихованих платежів.

Конфіденційність та безпека (Secure & Private)

Суворе розмежування ролей (Пацієнт / Лікар / Адміністратор) гарантує захист медичних даних, коментарів та історії лікування.

Блискавична швидкість (Lightning Fast Experience)

Завдяки оптимізованому кешуванню (React Query) статуси візитів та списки лікарів оновлюються миттєво без перезавантаження сторінки.

Завжди в курсі (Stay Informed)

Інтерактивний центр сповіщень у реальному часі нагадує про майбутні візити, зміни статусів розкладу та важливі повідомлення.

Архітектура та технології

Проект побудований з фокусом на продуктивність та масштабованість.

Frontend

React (Vite) + TypeScript

State Management та Data Fetching

@tanstack/react-query

Routing

react-router-dom із кастомними Guard-компонентами:

- ProtectedRoute
- AdminRoute

Styling та UI

- CSS Modules (Glassmorphism)
- lucide-react
- framer-motion

Notifications

react-hot-toast

Getting Started

Вимоги

Перед початком роботи переконайтеся, що встановлено:

- Node.js v18.0.0 або новіший;
- npm або yarn.

Інсталяція

Клонування репозиторію:

git clone <https://github.com/your-organization/avyro-frontend.git>

Перехід до директорії проєкту:

cd avyro-frontend

Встановлення залежностей:

npm install

Налаштування середовища

Створіть файл `.env` у кореневій папці проєкту та додайте такі змінні:

VITE_API_BASE_URL=<http://localhost:8000>

VITE_AUTH_TOKEN_KEY=avyro_access_token

VITE_STRIPE_PUBLIC_KEY=pk_test_your_key_here

VITE_APP_ENV=development

Запуск локального сервера

```
npm run dev
```

Після запуску додаток буде доступний за адресою:

<http://localhost:3000>

Тестування та збірка

Перевірка типів та створення production-збірки:

```
npm run build
```

Попередній перегляд production-збірки:

```
npm run preview
```

Local Setup & Installation

Необхідні компоненти

Для коректної роботи платформи Авуго необхідно:

- Node.js v18.0.0 або новіший;
- npm v9+ або yarn v1.22+;
- Git;
- запущений Backend Server;
- запущена база даних PostgreSQL або MongoDB.

Installation Steps

1. Склонувати репозиторій.
2. Встановити залежності:

```
npm install
```

3. Запустити сервер розробки:

npm run dev

.env.example

API Configuration

VITE_API_BASE_URL=<http://localhost:8000>

Authentication

VITE_AUTH_TOKEN_KEY=avyro_access_token

Payments (Stripe)

VITE_STRIPE_PUBLIC_KEY=pk_test_your_stripe_public_key_here

System

VITE_APP_ENV=development

Database Setup & Seeding

Для тестування інтерфейсу необхідно наповнити базу даних тестовими даними.

Міграції

Приклад для Prisma:

npm run prisma migrate dev

Приклад для Alembic:

alembic upgrade head

Наповнення бази даних

Приклад для Node.js:

npm run seed

Приклад для Python:

```
python scripts/seed_db.py
```

Після успішного виконання будуть створені тестові користувачі, лікарі, адміністратори та розклади.

Стандартний .gitignore

Logs

```
logs
```

```
*.log
```

```
npm-debug.log*
```

```
yarn-debug.log*
```

```
yarn-error.log*
```

```
pnpm-debug.log*
```

Node Modules

```
node_modules
```

```
dist
```

```
dist-ssr
```

```
*.local
```

Editor Files

```
.vscode/*
```

```
!.vscode/extensions.json
```

```
.idea
```

```
.DS_Store
```

```
*.suo
```

`.ntvs`

`*.njsproj`

`*.sln`

`*.sw?`

Environment Variables

`.env`

`.env.*`

`!.env.example`

Clean Install Test

Для перевірки коректності налаштування проєкту необхідно виконати такі кроки.

Видалення пакетів та кешу

`rm -rf node_modules`

`rm package-lock.json`

Очищення кешу npm

`npm cache clean --force`

Повторне встановлення залежностей

`npm install`

Перевірка збірки

`npm run build`